



- Odlíšne typy baterií alebo nové a použité baterie se nesměj používat současně.
- Pripojovací svorky se nesmí zkratovat.

#### Obsluha

- UPOZORNĚNÍ**
- Zpočátku může dojít v důsledku nezvyklého používání k mírnému křvácení z dásní, což je normální. Trvájí-li však tyto potíže déle než dva týdny, měli byste kontaktovat svého zubního lékaře.

- Stáhněte víko příhrádky na baterie **1** lehkým odklopením z ruční části **1** a vložte baterie podle polaritv uvedené v příhrádce. Víko příhrádky na baterie **1** opět zavřete.
- Vyberte vhodnou hlavu kartáčku **1/5** a nasadte ji na ruční část **1**.
- Navlhčete kartáček pod tekoucí vodou.
- Na vlhky kartáček naneste trochu zubní pasty a zaveďte ho do úst.
- Zapněte zubní kartáček stisknutím zapínače/vypínače **1** **2** a vyčistěte si zuby ze všech stran. Rozdělte si přitom chrup na čtyři části (kvadranty chrupu): vpravo nahoře, vlevo nahoře, vpravo dole a vlevo dole (viz obr. A). Začněte libovolným kvadrantem chrupu.
- Vždy po 30 sekundách přeruší kartáček na zuby 2x krátce provoz, čímž signalizuje, že se má nyní čistit již další ze čtyř kvadrantů chrupu.

- Po celkem dvou minutách přeruší zubní kartáček 4x krátce provoz. Pak jste si vyčistili všechny kvadranty chrupu a splnili jste doporučení zubních lékařů o čištění zubů v trvání 2 minut. Zubní kartáček vypneáte a opláchněte důkladně hlavu kartáčku **1** **5** pod tekoucí vodou.

- UPOZORNĚNÍ**
- Jakmile pohyb zubního kartáčku citelně zeslabnou, vyměňte baterie. Otevřete příhrádku na baterie, vyměňte prázdné a vložte nové baterie. Dbejte na správnou polaritu a příhrádku na baterie zase zavřete.

#### Čištění a údržba

- Hnací hřídel a ruční část **1** očistíte krátkým opláchnutím pod tekoucí vodou. Ruční část **1** při tom podržte tak, aby hnací hřídel ukazoval směrem dolů. Dbejte přitom na to, aby do příhrádky na baterie nevnikla žádná kapalina.
- Hlavy kartáčku **1/5** očistíte po použití důkladně pod tekoucí vodou.
- Cca po 3 měsících, nejpozději však poté, co se žitými začnou chýbat směrem ven, byste měli začít používat novou hlavu kartáčku **1**.

| UPOZORNĚNÍ                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Náhradní hlavy kartáčku můžete kdykoli dodatečně objednat (viz kapitola <b>„Objednávání náhradních dílů“</b> ). Pro tento přístoř můžete však použít všechny hlavy kartáčku Oral-B® a Nevadent dostupné v obchodě. |
| *Oral-B je registrovaná ochranná známka společnosti Procter & Gamble.                                                                                                                                              |

#### Likvidace

- Přístroj v žádném případě nevhazujte do běžného domovního odpadu. Tento výrobek podléhá evropské směrnici č. 2012/19/EU.**

Přístroj předejte k likvidaci odborné firmě oprávněné k nakládání s odpady nebo využijte možností likvidace zajišťovanou obci. Dodržujte aktuální platné předpisy. V případě pochybností se informujte ve sběrném dvoře.

- Baterie / akumulátory nesmíj přijít do domovního odpadu.**

Každý spotřebitel je ze zákona povinen baterie a akumulátory odevzat na sběrném místě ve své obci / městské části nebo v obchodě. Tato povinnost slouží k tomu, aby mohly být baterie / akumulátory odevzdaný k ekologické likvidaci. Baterie / akumulátory odevzdávejte pouze zcela vybité.

-  Všechny obalové materiály zlikvidujte v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí.

-  Balení zlikvidujte ekologicky. Dbejte na označení na různých obalových materiálech a v případě potřeby je roztříďte odděleně. Obalové materiály jsou označeny zkratkami (a) a číslicemi (b) s následujícím významem: 1–7: Plasty, 20–22: Papír a lepenka, 80–98: Kompozitní materiály.

-  Informace o možnostech likvidace vysloužilého výrobku Vám podá správa Vašeho obecního nebo městského úřadu.

#### Objednávání náhradních dílů

Náhradní kartáčové hlavice k tomuto výrobku si můžete dodatečně objednat vždy na internetu na adrese **www.kompernass.com**.

-  Naskenujte QR kód pomocí chytrého telefonu / tabletu. Pomocí tohoto kódu QR se dostanete přímo na naši webovou stránku a můžete si prohlédnout a objednat dostupné náhradní díly. Máte-li problémy s online objednávkou, můžete se telefonicky nebo e-mailem obrátit na naše servisní středisko. Při objednávání vždy prosím uvádějte číslo výrobku (např. 123456\_7890), které naleznete na titulním listu tohoto návodu k obsluze.

#### Záruka společnosti

#### Kompernass Handels GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazniku, na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

#### Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře uschovejte pokladní doklad. Tento doklad je potřebný jako důkaz o koupi. Pokud se do tří let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní závada, pak Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opravíme, vyměníme nebo uhradíme kupní cenu. Předpokladem této záruky je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný přístroj a doklad o koupi (pokladní doklad) a stručně se popíše, v čem závada spočívá a kdy se vyskyla. Vztahovali se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravu nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba.

#### Záruční doba a zákonné nároky vyplývající ze závad

Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zaplacení.

#### Rozsah záruky

Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrníc kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen. Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly, nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače, akumulátory nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla. Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen, nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění správného používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a úkonům, které se v návodu k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje, je třeba se bezpodmínečně vyhnout.

Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásocích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovnateli, záruční nároky zanikají.

#### Vyřízení v případě záruky

Pro zajištění rychlého Vaší žádosti postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní listek a číslo výrobku (např. IAN 123456\_7890) jako doklad o koupi.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku na výrobku, rytině na výrobku, na titulní straně návodu k obsluze (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve naše uvedené servisní oddělení **telefonicky** nebo **e-mailem**.

- Výrobek, zaeidovaný jako vadný výrobek pak můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní listek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis.

-  Na webových stránkách www.lidl-service.com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a instalační software. Pomocí kódu QR se dostanete přímo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a můžete pomocí zadání čísla výrobku (IAN) 360216\_2010 otevřít svůj návod k obsluze.

- Servis**
-  **Servis Česko**  
Tel.: 8001143873  
E-Mail: kompernass@lidl.cz  
IAN 360216\_2010

- Dovozce**
- Dobře prosíme na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.  
KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
NĚMECKO  
www.kompernass.com

#### Úvod

Srděčně vám gratulujeme k kúpe vášho nového prístroja. Tautu kúpuu ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. Výrobok používajte iba podľa opisu a v uvedených oblastiach použitia. Pri postúpení výrobku tretej osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky podklady.

#### Určené používanie

Tento prístroj je určený výlučne na osobnú starostlivosť o zuby. Tento prístroj je určený výlučne na používanie v súkromných domácnostiach. Nie je určený na používanie v komerčných, priemyselných alebo medicínskych oblastiach, ani na ošetrovanie zvierat.

#### Rozsah dodávky

- Elektrická detská zubná kefka
- 2 výmenné kefky (1 x malá, 1 x normálna)
- 2 batérie (Mignon/AA/LR6)
- Návod na obsluhu

#### Technické údaje

|                   |                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napájacie napätie | 2 x 1,5 V <span>---</span> (jednosmerný prúd)                                                                       |
| Typ batérie       | Mignon/AA/LR6                                                                                                       |
| Typ ochrany       | IPX4 (ochrana proti striekajúcej vode)                                                                              |
| Trieda ochrany    | III /  (ochrana nízkym napätím ) |

#### Opis prístroja

- 1** normálna výmenná kefka
- 2** spínač ZAP/VYP 
- 3** ručný diel
- 4** kryt priehradky na batérie
- 5** malá výmenná kefka

#### Bezpečnostné pokyny

- Nedovoľte, aby do prístroja vnikla akákoľvek kvapalina a neponárajte ho do vody, aby sa zabránilo poškodeniam.
- Zabráňte vniknutiu cudzích telies.
- V prípade nesprávneho fungovania alebo viditeľného poškodenia prístroja kontaktujte zákaznícky servis.
-  Výrobok obsahuje malé diely, ktoré je možné prehltnúť a preto nie je vhodný pre deti mladšie ako 3 roky bez dozoru.

- Zubné kefky môžu používať deti a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatocnými skúsenosťami a/alebo znalosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo boli dostatočne poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili z toho vyplývajúce riziká.
- Čistenie a užívaťelskú údržbu nesmú vykonávať deti, iba vtedy áno, ak sú pod dozorom.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Přístroj sa nesmie dostať do kontaktu s horúci-mi predmetmi. Přístroj by sa mohol neopravi-teľne poškodiť!
- Samí neovrárajte přístroj (okrem priehradky na batérie). Pri jeho neodbornom zložení h-rozí nebezpečenstvo poranenia!

#### Upozornenia k manipulácii s batériami

Pri manipulácii s batériami dodržiavajte, pro-sím, nasledovné pokyny:

- Batérie nikdy nehádzte do ohňa. Batérie n-ikdy znova nenabíjajte. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu o poranenia!
- Batérie nikdy neovrárajte, nespájkujte ani nezvrájajte. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a poranenia!
- Batérie pravidelne kontrolujte. Vytečené batérie môžu spôsobiť poškodenie prístroja.
- Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, batérie z neho vyberte.
- V prípade vytečených batérií si natiahnite ochranné rukavice. Priehradku na batérie a kontakty batérií vyčistite suchou handrou.
- Batérie sa nesmú dostať do rúk detí. Deti by si mohli dať batérie do úst a prehltnúť ich. Ak náhodou dôjde k prehltnutiu batérie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Je potrebné vkladaf batérie so správnou polaritou.
- Používajte výlučne uvedený typ batérie.

- Rozličné typy batérií a nové a použité batérie sa nesmú používať spolu.
- Pripojovacie svorky sa nesmú pripojovať nakrátko.

#### Obsluha

- UPOZORNENIE**
- Na začiatku môže dochádzať v dôsledku nezvyčajného podráždenia ku krvácaniu dásien, čo je však celkom nor-málne. Ak by to trvalo dlhšie než dva týždne, kontaktujte vášho zubného lekára.

- Stiahnite kryt priehradky na batérie **1** miernym naklápacím pohybom z ručného dielu **3** a vložte batérie v súlade s polaritou, uvedenou v priehradke na batérie. Kryt prie-hradky na batérie **1** opäť zatvorte.
- Vyberte si vhodnú výmennú kefku **1/5** a nasadte ju na ručný diel **3**.
- Navlhčite kefku pod tečúcou vodou.
- Naneste na vlhku kefku trochu zubnej pasty a vložte si zubnú kefku do úst.
- Zapnite zubnú kefku stlačením spínača ZAP/VYP  **2** a vyčistíte si zuby zo všetkých strán. Rozdeľte si pritom časť na štyri časti (kvadranty čelusti): hore vpravo, hore vľavo, dole vpravo a dole vľavo (pozri obr. A). Začnite s ľubovoľ-ným kvadrantom čelusti.
- Vždy po 30 sekundách sa zubná kefka 2 x nakrátko zastaví, čím vám signalizuje, že by ste mali s čistením prejsť na ďalší kvadrant čelusti.
- Po celkovo dvoch minútach sa zubná kefka 4 x nakrátko zastaví. Po tomto ste vyčistili všetky kvadranty čelusti a dosiahli zubármi odporúčaný čas čistenia zubov 2 minúty. Vypnite zubnú kefku a výmennú kefku **1** **5** dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou.

- UPOZORNENIE**
- Ak pohyb zubnej kefky citelne zoslabnú, vymeňte batérie. Odoberte priehradku na batérie, vyberte prázdné batérie a vložte nové batérie. Dbaajte pritom na správnu polaritu a následne znovu zatvorte kryt priehradky na batérie.

#### Čistenie a údržba

- Hnací hriadeľ a ručný diel **3** vyčistíte krátkym opláchnutím pod tečúcou vodou. Ručný diel **3** pritom držte tak, aby hnací hriadeľ smeroval nadol. Dávajte pritom pozor na to, aby sa voda nedostala do priehradky na batérie.
- Po použití dôkladne vyčistíte výmenné kefky **1** **5** pod tečúcou vodou.
- Asi po 3 mesiacoch, najneskôr však vtedy, keď sa štetiny kefiak začnú chýbať smerom von, by ste mali použiť novú výmennú kefku **1**.

-  Obal zlikvidujte ekologicky. Dbaajte na označenie na rôznych obalových materiá-loch a tieto prípadne zvlášť roztriedte. Obalové materiály sú označené skratkami (a) a číslicami (b) s nasledujúcim významom: 1 – 7: Plasty, 20 – 22: Papier a lepenka, 80 – 98: Kompozitné materiály

-  Informácie o možnostiach likvidácie výrobku, ktorý došlúžil, získate od svojej obecnéj alebo mestskej samosprávy.

- Garantie der Kompernaß Handels GmbH**
- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kauf-datum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

#### Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantie-leistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

**Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche**
Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

#### Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachge-mäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungs-anleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerbli-chen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsache-gemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unseren autorisierten Servicenerledassungen vorgenom-men wurden, erlischt die Garantie.

| UPOZORNENIE                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Môžete kedykoľvek objednať výmenné kefky (pozri kapitolu <b>„Objednávajú náhradných dielov“</b> ). Pre tento prístroj však môžete používať aj všetky v obchodoch práve dostupné náhradné výmenné kefky Oral-B® a Nevadent. |
| *Oral-B je registrovanou značkou firmy Procter & Gamble.                                                                                                                                                                   |

#### Likvidácia

- Přístroj v žiadnom prípade nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Na tento výrobok sa vzta-huje európska smernica č. 2012/19/EU.**

Přístroj zlikvidujte v autorizovanej prevádzke na likvidáciu odp-a-dov alebo vo vašom miestnom zbernom dvore na likvidáciu odpadov. Dodržiavajte pritom aktuálne platné predpisy. V prí-pade pochybností kontaktujte váš miestny zberný dvor.

- Batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať cez komunálny odpad.**

Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný odovzdávať batérie/akumulátory v zbernom streisku svojej obce/mestskej štvrte alebo v predajni.

Táto povinnosť má príspepie k odovzdaniu na ekologickú likvidá-ciu batérií/akumulátorov. Batérie/akumulátory odovzdávajú len vo vybitom stave.

-  Ekologickým spôsobom zlikvidujte aj všetok obalový materiál.


-  Obal zlikvidujte ekologicky. Dbaajte na označenie na rôznych obalových materiá-loch a tieto prípadne zvlášť roztriedte. Obalové materiály sú označené skratkami (a) a číslicami (b) s nasledujúcim významom: 1 – 7: Plasty, 20 – 22: Papier a lepenka, 80 – 98: Kompozitné materiály
-  Informácie o možnostiach likvidácie výrobku, ktorý došlúžil, získate od svojej obecnéj alebo mestskej samosprávy.

#### Objednávajú náhradných dielov

Náhradné výmenné kefky pre tento produkt si môžete trvalo doobjednať na internete na **www.kompernass.com**.

-  Naskenujte QR-kód pomocou vášho smartfónu/ tabletu. Pomocou tohto QR kódu sa dostanete priamo na našu webovú stránku a môžete si prezrieť a objednať dostupné náhradné diely. Ak by ste mali mať problémy s online objednávkou, môžete sa obrátiť telefonicky alebo e-mailom na naše servisné centrum. Pri vašej objednávke vždy uveďte číslo výrobku (napr. 123456\_7890), ktoré môžete nájsť na titulnom liste tohto návodu na obsluhu.

- Abwicklung im Garantiefall**
- Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, bitten Sie bitte den folgenden Hinweis:
  - Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z.B. IAN 123456\_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.
  - Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
  - Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
  - Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.

-  Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 360216\_2010 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

- Service**
-  **Service Deutschland**  
Tel.: 0800 5435 111  
(kostenfrei aus dem d. Festnetz/Mobilfunknetz)  
E-Mail: kompernass@lidl.de

-  **Service Österreich**  
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)  
E-Mail: kompernass@lidl.at

-  **Service Schweiz**  
Tel.: 0842 665556  
(0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)  
E-Mail: kompernass@lidl.ch  
IAN 360216\_2010

- Importeur**
- Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Servicean-schrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.  
KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
DEUTSCHLAND  
www.kompernass.com

- DE/AT/CH

#### Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatz-bereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ausschließlich vorgesehen zur persönlichen Zahnpflege.

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Es ist nicht vorgesehen zur Verwendung in gewerblichen, industriellen oder medizinischen Bereichen und nicht in der Tierpflege.

#### Lieferumfang

- Elektrische Kinderzahnbürste
- 2 Bürstenköpfe (1 x klein, 1 x normal)
- 2 Batterien (Mignon/AA/LR6)
- Bedienungsanleitung

#### Technische Daten

|                     |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannungsversorgung | 2 x 1,5 V <span>---</span> (Gleichstrom)                                                                                 |
| Batterietyp         | Mignon/AA/LR6                                                                                                            |
| Schutzart           | IP X4 (spritzwassergeschützt)                                                                                            |
| Schutzklasse        | III /  (Schutz durch Kleinspannung) |

#### Gerätebeschreibung

- 1 normaler Bürstenkopf
- 2 Ein-/Ausschalter 
- 3 Handteíl
- 4 Batteriefachdeckel
- 5 kleiner Bürstenkopf

#### Sicherheitshinweise

- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät eindringen und tauchen Sie es nicht unter Wasser, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremd-körpern.
- Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen oder erkennbaren Schäden an den Kundendienst.
-  Der Artikel enthält verschluckbare Kleinteile und ist daher nicht für Kinder unter 3 Jahren ohne Beaufsichtigung geeignet.

- DE/AT/CH

- Zahnbürsten können von Kindern und von Personen mit reduzierten physischen, sen-sorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.